

Notas de versão do software Xpert Check v2.0

Este documento contém novas informações, limitações conhecidas e clarificações não abordadas no *Folheto informativo do Xpert Check*.

Novas funcionalidades

A versão 2.0 do software Xpert Check inclui as seguintes funcionalidades e melhorias:

- **Desacoplar a ligação da versão de firmware** — o Xpert Check permite agora uma gama de versões de firmware por tipo de modelo de módulo. Também foi adicionada validação para módulos, com base no número de modelo do módulo e na versão de firmware.
- **Atualização da segurança da base de dados** — pode agora executar o Xpert Check com o software do produto utilizando as palavras-passe SQL mais recentes, de acordo com as diretrizes do Windows, para se ligar à base de dados. As palavras-passe SQL mais antigas continuam a ser suportadas e as palavras-passe são agora encriptadas para uma segurança reforçada.
- **Atualização das informações de contacto** — as informações de contacto, como o número de série e país, passarão agora a ser validadas para fins de exatidão e consistência. Menu pendente adicionado para o campo País.
- **Atualização para notificação** — os relatórios também foram atualizados para mostrar “N.A.” para testes de módulos que foram ignorados, em vez de campos em branco. A estrutura da tabela foi atualizada para acomodar números de série maiores dos módulos.
- **Atualização para Java 11** — Xpert Check atualizado para Java 11, de forma a oferecer as mais recentes funcionalidades de segurança e benefícios de desempenho.

Problemas conhecidos

Nenhuma limitação conhecida que possa ter impacto no desempenho global do sistema.