



**Preparatevi ad abbracciare
l'innovazione**

Più risposte
Più target
Più informazioni

Vi offriamo **più** di semplici risultati.

**Sistema GeneXpert[®]
con tecnologia a 10 colori:**

configurazione modulare ibrida

I moduli a 10 colori consentono al sistema GeneXpert di eseguire le versioni aggiornate dei test attualmente disponibili sul mercato, i test multiplex ed i futuri pannelli sindromici.

Sistemi GeneXpert II, IV, XVI con moduli a 6 colori e a 10 colori*

I moduli a 10 colori sono calibrati con 4 canali aggiuntivi per il rilevamento di oltre 40 bersagli.


Nuovi test, nuova tecnologia
Non è necessario acquistare un nuovo strumento, è sufficiente eseguire l'aggiornamento!

Software Dx versione 6.5 o successiva sono i software convalidati per l'uso dei sistemi GeneXpert ibridi.



Il rappresentante Cepheid di riferimento vi aiuterà a personalizzare i vostri dispositivi GeneXpert in base alle esigenze del vostro laboratorio. In questo modo potrete continuare a offrire ai pazienti test di alta qualità.


► Ottenere più risposte non è mai stato così facile



1 Interconnessione

Per incrementare il volume e la tipologia di test eseguibili simultaneamente, arricchite la vostra struttura con uno strumento a 10 colori


Assicuratevi di essere pronti per i test Xpert® MTB/XDR e Xpert futuri, mantenendo un ingombro ridotto, la vostra connessione LIS o la validazione.



2 Maggiore capacità

Per potenziare al massimo la capacità del vostro sistema GeneXpert, aggiungete moduli a 10 colori

Mantenete la capacità di analisi in linea con le vostre esigenze e adottate la più recente tecnologia a 10 colori per garantire che i dispositivi siano compatibili con i test Xpert MTB/XDR o Xpert futuri.



3 Conversione dei moduli

Per aggiornare un sistema a 6 colori, sostituite i moduli a 6 colori con quelli a 10 colori

Assicuratevi che i dispositivi siano pronti ad eseguire i test Xpert MTB/XDR o Xpert futuri. Questa opzione è prevista per il 2024.

* Le configurazioni ibride a 10 colori non sono disponibili per i sistemi GeneXpert della generazione R1, i sistemi GeneXpert Infinity, i sistemi GeneXpert Xpress o i sistemi GeneXpert con sistema operativo Microsoft Windows 7.

IVD. Dispositivo medico diagnostico *in vitro*. Potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi.

SEDE CENTRALE

904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089 USA

NUMERO VERDE +1.888.336.2743
TELEFONO +1.408.541.4191
FAX +1.408.541.4192

SEDE EUROPEA

Vira Solelh
81470 Maurens-Scopont Francia

TELEFONO +33.563.82.53.00
FAX +33.563.82.53.01
E-MAIL Cepheid@cepheideurope.fr

www.Cepheidinternational.com

© 2023–2024 Cepheid. 5115-011



danaher.