

便携式快速 核酸筛查站 (PRGSS)

Cepheid Portable Rapid Gene Screening Station



- ✓ 体积小巧
- ✓ 快速部署
- ✓ 便携收纳
- ✓ 防撞保护



赛沛便携式快速核酸筛查站 (PRGSS)，可快速部署和收纳，增加防撞保护，可以直接登机，也可以托运，拉箱即走。赛沛正在积极探索更多创新应用场景，以集准确、快速和灵活性于一体的解决方案和服务全方位满足客户差异化需求。

PRGSS

全自动医用 PCR 分析系统(GX-II R2)

GeneXpert® Dx System 使用实时聚合酶链式反应 (PCR) 实现简单和复杂样品中的样品制备、核酸扩增和目标序列检测的自动化, 并将其相互整合。系统适用于需要患者样品(样本)免手动处理的体外诊断应用, 并且它还可以列表式和图形格式提供了摘要和详细测试结果数据。



轻便 - 应用灵活, 满足多种检测场景

易用 - 样本进, 结果出

品质 - 传承 GeneXpert 模块核心技术

通用 - 搭载丰富的 Xpert® 快速核酸检测菜单

临床检测产品菜单

- Xpert® MTB/RIF**
结核分枝杆菌 rpoB 基因和突变检测试剂盒
(实时荧光 PCR 法)
- Xpert® Xpress Flu/RSV Assay**
甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒
(实时荧光 PCR 法)
- Xpert® Carba-R Assay**
碳青霉烯耐药基因检测试剂盒
(实时荧光 PCR 法)
- Xpert® C. difficile**
艰难梭菌核酸 (DNA) 检测试剂盒
(实时荧光 PCR 法)
- Xpert® SA Nasal Complete**
金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸
(DNA) 检测试剂盒 (实时荧光 PCR 法)
- Xpert® HIV-1 Viral Load**
人类免疫缺陷病毒 (HIV-1) 核酸检测试剂盒
(实时荧光 PCR 法)
- Xpert® HCV Viral Load**
丙型肝炎病毒 (HCV) 核酸 (RNA) 检测试剂盒
(实时荧光 PCR 法)
- Xpert® HBV Viral Load**
乙型肝炎病毒 (HBV) 核酸检测试剂盒
(实时荧光 PCR 法)
- Xpert® CT/NG Assay**
沙眼衣原体 (CT)/淋球菌 (NG) 核酸检测试剂盒
(多重实时荧光 PCR 法)
- Xpert® MTB/RIF Ultra**
结核分枝杆菌和利福平耐药基因检测试剂盒
(实时荧光 PCR+溶解曲线法)

沪械广审(文)第250107-72816号 | 禁忌内容或注意事项详见说明书

赛沛(上海)商贸有限公司
上海市长宁区福泉北路518号1座2楼
联系电话: 021-6015 8416
联系邮箱: greatcn.marketing@cepheid.com
技术支持热线: 400 821 0728
技术与服务邮箱: tscn@cepheid.com

赛沛很自豪能成为丹纳赫的一员。

丹纳赫是全球科学和技术的创新者。一起携手, 我们正在加速科技对今日生活之影响, 改善人类健康。

