

## Notas de la versión del software Xpert Check v2.0

Este documento contiene información nueva, limitaciones conocidas y aclaraciones que no se incluyen en el *prospecto del Xpert Check*.

### Características nuevas

El software Xpert Check versión 2.0 incluye las siguientes características o mejoras nuevas:

- **Desvinculación de la asociación a versión de firmware:** Xpert Check permite ahora varias versiones de firmware por tipo de modelo de módulo. También se ha añadido la validación de los módulos basada en el número de modelo del módulo y la versión del firmware.
- **Actualización de la seguridad de la base de datos:** ahora puede ejecutar Xpert Check con el software del producto utilizando las últimas contraseñas SQL según las directrices de Windows para conectarse a la base de datos. Las contraseñas SQL más antiguas siguen siendo compatibles y las contraseñas están ahora cifradas para una mayor seguridad.
- **Actualización de la información de contacto:** la información de contacto, como el número de serie y el país, se validará ahora para garantizar su exactitud y coherencia. Se ha añadido un menú desplegable para el campo País.
- **Actualización en Informes:** los informes también se han actualizado para mostrar «N.A.» para las pruebas de módulo que se han omitido, en lugar de campos en blanco. La disposición de las tablas se ha actualizado para adaptarse a números de serie de módulos más grandes.
- **Actualización a Java 11:** Xpert Check se ha actualizado a Java 11 para incorporar las funciones de seguridad y las ventajas de rendimiento más recientes.

### Problemas conocidos

No hay limitaciones conocidas que puedan afectar al rendimiento general del sistema.