

■ Xpert[®] Xpress Flu/RSV





Xpert® Xpress Flu/RSV



La Necesidad

- En pacientes de todas las edades, la gripe y la afección causada por el RSV presentan a menudo síntomas clínicos similares, lo que hace difícil diferenciar entre las dos infecciones¹
- Las sensibilidades de los inmunoensayos rápidos de gripe van de un 50 a un 70 %²
- Las sensibilidades de las pruebas rápidas de RSV con antígenos tienen un promedio de un 29 % en adultos³
- Los fabricantes de las pruebas rápidas de antígenos y de los inmunoensayos rápidos recomiendan confirmar los resultados negativos con RT-PCR o con cultivo²
- Las pruebas rápidas de RSV pueden tener limitaciones de edad⁴



La Solución

- La detección precisa y fiable de los virus A y B de la gripe y del RSV en tan solo 20 minutos*
- Permite a los profesionales sanitarios administrar rápidamente tratamientos personalizados
- Agiliza las operaciones de los laboratorios
- Mejora la satisfacción de los pacientes



El Impacto

La confianza en una única prueba acelera el flujo de trabajo del laboratorio con una flexibilidad a demanda y de acceso aleatorio. Combine el rendimiento con la capacidad de realizar otras pruebas Xpert® en el sistema GeneXpert de Cepheid, para conseguir aumentar la productividad en el servicio global del laboratorio.^{5,6}

Ser Proactivo

- Consiga resultados rápidos y mejore la atención al paciente
- Opción de terminación precoz del ensayo: ofrece resultados en tan solo 20 minutos* para positivos en gripe solamente o en RSV solamente y resultados negativos en 30 minutos
- Administre rápidamente terapias personalizadas y aumente la tranquilidad de los pacientes

* Para positivos en gripe solamente, o en RSV solamente. Notificación de negativos y notificación combinada en 30 minutos.

**Cobertura, plus
Exactitud, plus
Tranquilidad**


Estas son las ventajas de
PCRplus. De Cepheid.




Impacto en el Proceso del Paciente Ambulatorio

Mejora de la Satisfacción de Los Pacientes

Xpert® **Xpress** Flu/RSV ofrece a los médicos información oportuna y clínicamente práctica para permitir mejorar la atención al paciente y el uso responsable de antibióticos y antivirales.



Impacto en el Ingreso, el Diagnóstico y el Tratamiento de Pacientes en Salas de Urgencias



CI: Control de infecciones; EI: Enfermedad infecciosa

* Para positivos en gripe solamente, o en RSV solamente. Notificación de negativos y notificación combinada en 30 minutos.

Flujo de trabajo: 3 pasos sencillos

1

Obtenga la muestra almacenada en un medio de transporte adecuado



2

Transfiera la muestra al cartucho



3

Escanee e inserte el cartucho



NÚMERO DE CATÁLOGO

Xpert® Xpress Flu/RSV

10 pruebas

XPRSFLU/RSV-CE-10

KIT REQUERIDO PARA RECOGER Y TRATAR LAS MUESTRAS PRIMARIAS:

CATALOG INFORMATION

Nasopharyngeal swab and Transport medium

50 hisopos

305C

Regular flocked swab w/UTM

50 hisopos

346C

* Para positivos en gripe solamente, o en RSV solamente. Notificación de negativos y notificación combinada en 30 minutos.

Bibliografía:

- 1 Falsey AR, Walsh EE. Respiratory Syncytial Virus Infection in Adults. Clin Microbiol Rev. 2000 Jul; 13.
- 2 CDC. Guidance for Clinicians on the Use of Rapid Influenza Diagnostic Tests. Accessed Sep 2016. http://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/clinician_guidance_ridt.htm
- 3 Chartrand C, et al. Diagnostic Accuracy of Rapid Antigen Detection Tests for Respiratory Syncytial Virus Infection: Systematic Review and Meta-analysis. J Clin Microbiol. 2015 Dec;53(12):3738-49.
- 4 BD Veritor™ System – For Rapid Detection of Flu A+B. Package Insert. DB. Dublin, Ireland. 2014.
- 5 Parada JP. Increase Revenue and Improve Patient Safety. Cepheid Impact. 2012 Jun;2:8-11.
- 6 El Helali N. Less Uncertainty - Better Safety - More Healthy Newborns. Cepheid Impact. 2012 Jul;3:4-7.

SEDE CENTRAL CORPORATIVA

904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089 EE. UU.

LLAMADA GRATUITA (desde EE. UU.) +1.888.336.2743
TELÉFONO +1.408.541.4191
FAX +1.408.541.4192

SEDE CENTRAL EUROPEA

Vira Solelh
81470 Maurens-Scopont, Francia

TELÉFONO +33.563.82.53.00
FAX +33.563.82.53.01
CORREO ELECTRÓNICO cepheid@cepheideurope.fr

SEDE AMERICA LATINA

Luigi Galvani, 200, conj.51
Sao Paulo/SP — Brasil

TELÉFONO +55 11 0800.941.46.10
CORREO ELECTRÓNICO info_la@cepheid.com

www.Cepheid.com/es

© 2023 Cepheid. 3085-065B