



## 即时检测 · 及时决策



### Xpert™ Carba-R Assay

48分钟检测直肠拭子样本和纯菌落中5大碳青霉烯耐药基因  
blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaIMP和blaOXA-48



- 5大基因, 1网打尽
- 简单3步手工操作
- 即时报告结果, 制定有针对性的诊疗和感控方案

国械注册 20203400221 | 碳青霉烯耐药基因检测试剂盒(实时荧光PCR法) | 美国赛沛公司Cepheid生产  
沪械广审(文)第250423-75910号 | 禁忌内容或注意事项详见说明书

赛沛(上海)商贸有限公司  
上海市长宁区福泉北路518号1座2楼  
联系电话: 021-6015 8416  
联系邮箱: greatcn.marketing@cepheid.com  
技术支持热线: 400 821 0728  
技术与服务邮箱: tscn@cepheid.com

赛沛很自豪能成为丹纳赫的一员。

丹纳赫是全球科学和技术的创新者。一起携手, 我们正在加速科技对今日生活之影响, 改善人类健康。

