

PCR_{plus} 化繁为简 岂止所见的四大优势



“样本进，结果出”自动一体化系统
 搭载传染病领域全面的检测菜单
 优异的系统性能及服务
 打造用户体验的新边界



赛沛具有广泛的PCR检测菜单

一台系统，适配所有菜单，让PCR检测更加丰富、灵活

10 项分子检测菜单在中国获证:

危重感染

Xpert® MTB/RIF Ultra
80分钟以内报告结核分枝杆菌
及利福平耐药结果

Xpert® MTB/RIF
2.5小时报告结核及利福平耐
药结果

Xpert® Xpress Flu/RSV Assay
约30分钟报告甲型乙型流感病毒
及呼吸道合胞病毒(RSV)RNA

医疗相关性感染

Xpert® C.difficile
报告产毒型艰难梭菌B(tcdB)
毒素基因

Xpert® SA Nasal Complete
报告金黄色葡萄球菌和MRSA

Xpert® Carba-R Assay
报告碳青霉烯耐药基因KPC、
NDM、VIM、OXA-48和IMP

妇女/性健康

Xpert® CT/NG Assay
约90分钟报告沙眼衣原体(CT)
和淋球菌(NG)的DNA

病毒

Xpert® HIV-1 Viral Load
报告HIV-1 RNA
病毒载量

Xpert® HCV Viral Load
丙型肝炎病毒(HCV)RNA
高敏定量检测

Xpert® HBV Viral Load
定量检测乙型肝炎病毒(HBV)
DNA

沪械广审(文)第250107-72180号 | 禁忌内容或注意事项详见说明书

赛沛(上海)商贸有限公司
 上海市长宁区福泉北路518号1座2楼
 联系电话: 021-6015 8416
 联系邮箱: greatcn.marketing@cepheid.com
 技术支持热线: 400 821 0728
 技术与服务邮箱: tscn@cepheid.com

赛沛很自豪能成为丹纳赫的一员。

丹纳赫是全球科学和技术的创新者。一起携手，我们正
 在加速科技对今日生活之影响，改善人类健康。

