



GeneXpert® 全自动医用PCR分析系统

灵活的模块化产品设计，搭配赛沛Xpert® 检测试剂卡盒，
实现了样本制备、核酸提取和扩增检测的全流程自动化、一体化

更简单的PCR，更高的临床价值

重要传染病

Xpert MTB/RIF

2.5小时*从痰液和痰沉淀样本中同时
检测结核分枝杆菌及利福平耐药相
关rpoB基因突变

Xpert Xpress Flu/RSV Assay

约30分钟报告鼻咽拭子中的甲型流感
病毒,乙型流感病毒
和呼吸道合胞病毒(RSV) RNA

Xpert® MTB/RIF Ultra

80分钟以内报告结核分枝杆
菌及利福平耐药结果

院感及细菌耐药

Xpert Carba-R Assay

快速检测直肠拭子样本和纯菌落中
5大碳青霉烯耐药基因^{bla}KPC,
^{bla}NDM, ^{bla}VIM, ^{bla}IMP和^{bla}OXA-48

Xpert C. difficile

快速检测疑似艰难梭菌感染(CDI)
病人不成形粪便样本中
产毒型艰难梭菌B(tcdB)毒素基因

Xpert SA Nasal Complete

快速检出鼻定植风险患者(包括术前患
者) 鼻拭子样本中金黄色葡萄球菌和耐
甲氧西林金黄色葡萄球菌定植

病毒及性传播疾病

Xpert HIV-1 Viral Load

快速定量检测人类免疫缺陷病
毒1型(HIV-1)感染者
血浆中的HIV-1 RNA

Xpert HCV Viral Load

快速定量检测丙型肝炎病毒
(HCV)感染者血清或血浆
(EDTA)中的HCV RNA

Xpert CT/NG Assay

约90分钟检测尿液及宫颈拭子
中沙眼衣原体(CT)与
淋球菌(NG)的DNA

Xpert® HBV Viral Load

定量检测乙型肝炎病毒
(HBV) DNA



*2.5小时包含样本处理时间

国械注进 20173220829 | 国械注进 20153221448 | 全自动医用PCR分析系统
国械注进 20173406215 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒(实时荧光PCR法)
国械注进 20233400073 | 结核分枝杆菌和利福平耐药基因检测试剂盒(实时荧光PCR-熔解曲线法)
国械注进 20193400413 | 甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒(实时荧光PCR法)
国械注进 20223400295 | 乙型肝炎病毒(HBV)核酸检测试剂盒(实时荧光PCR法)
国械注进 20203400221 | 碳青霉烯耐药基因检测试剂盒(实时荧光PCR法)
国械注进 20153404032 | 艰难梭菌核酸(DNA)检测试剂盒(实时荧光PCR法)
国械注进 20163402614 | 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸(DNA)检测试剂盒(实时荧光PCR法)
国械注进 20193400248 | 人类免疫缺陷病毒(HIV-1)核酸检测试剂盒(实时荧光PCR法)
国械注进 20213400074 | 丙型肝炎病毒(HCV)核酸(RNA)检测试剂盒(实时荧光PCR法)
国械注进 20203400008 | 沙眼衣原体(CT)/淋球菌(NG)核酸检测试剂盒(多重实时荧光PCR法)
仅供专业展会交流使用

赛沛(上海)商贸有限公司
上海市长宁区福泉北路518号1座2楼
联系电话: 021-6015 8416
联系邮箱: greatcn.marketing@cepheid.com
技术支持热线: 400 821 0728
技术与服务邮箱: tscn@cepheid.com

赛沛很自豪能成为丹纳赫的一员。

丹纳赫是全球科学和技术的创新者。一起携手，我们正在加速科技对今日生活之影响，改善人类健康。

