



**Atualize hoje.**

**Mais** respostas,  
**Mais** alvos,  
**Mais** percepções,

Obtenha **mais** do que resultados.

## Sistema de tecnologia de 10 cores GeneXpert®:

Configuração do módulo híbrido

Os módulos de 10 cores permitem ao seu sistema GeneXpert executar versões avançadas de testes, futuros testes múltiplos e painéis sindrômicos.

# Sistemas GeneXpert II, IV, XVI

com módulos de 6 e 10 cores\*

Os **módulos de 10 cores** são calibrados com 4 corantes adicionais para a detecção de mais de 40 alvos identificados.

**Novos testes, nova tecnologia.**

Não é necessário comprar um novo instrumento, basta atualizá-lo!




**Apenas o software Dx 6.5 ou superior** está validado para executar sistemas GeneXpert híbridos.



O seu representante da Cepheid irá apoiá-lo na personalização da sua frota GeneXpert, de acordo com as necessidades do seu laboratório, para continuar a fornecer testes de alta qualidade aos seus doentes.


## ■ Nunca foi tão fácil obter mais respostas...



### 1 Ligação em cadeia

Para expandir o seu sistema GeneXpert à capacidade máxima, **adicione um instrumento de 10 cores**


Certifique-se de que está preparado para o Xpert® MTB/XDR e futuros testes Xpert, mantendo uma pequena pegada, sem necessidade de um computador extra, ligação ao LIS ou validação.



### 2 Expandir capacidade

Para maximizar a capacidade restante do seu sistema GeneXpert, **adicione módulos de 10 cores**

Mantenha a sua capacidade de testes alinhada com as suas necessidades e adote a mais recente tecnologia de 10 cores para garantir a prontidão da sua frota, para o Xpert MTB/XDR ou futuros testes Xpert.



### 3 Converter módulos

Para atualizar um sistema de 6 cores que esteja na capacidade máxima, **troque os módulos de 6 cores por módulos de 10 cores**

Garanta a prontidão da sua frota para o Xpert MTB/XDR ou futuros testes Xpert. Opção esperada em 2024.

\* Os híbridos de 10 cores não estão disponíveis para sistemas GeneXpert de geração R1, sistemas GeneXpert Infinity, sistemas GeneXpert Xpress ou sistemas GeneXpert que utilizem o sistema operativo Microsoft Windows 7.

IVD. Dispositivo médico para diagnóstico *in vitro*. Poderá não estar disponível em todos os países.

#### SEDE DA EMPRESA

904 Caribbean Drive  
Sunnyvale, CA 94089 EUA

NÚMERO GRATUITO +1.888.336.2743  
TELEFONE +1.408.541.4191  
FAX +1.408.541.4192

#### SEDE EUROPEIA

Vira Soleh  
81470 Maurens-Scopont França

TELEFONE +33.563.82.53.00  
FAX +33.563.82.53.01  
E-MAIL Cepheid@cepheideurope.fr

www.Cepheidinternational.com

© 2023–2024 Cepheid. 5115-01P



danaher.