

Xpert Check v2.0 软件版本说明

本文档含有 Xpert Check 包装插页中未包含的新信息、已知限制和澄清说明。

新功能

Xpert Check 软件 2.0 版包括以下新功能或改进：

- **解绑固件版本绑定** — Xpert Check 现在允许每种模块型号类型有一系列固件版本。另外，增加了根据模块型号和固件版本进行模块验证的功能。
- **数据库安全性更新** — 现在，您可以按照 Windows 准则使用最新的 SQL 密码运行 Xpert Check 及产品软件，连接到数据库。旧版 SQL 密码仍然支持，为增加安全性，现在会对密码进行加密。
- **联系信息更新** — 现在会验证序列号和国家/地区等联系信息的准确性和一致性。为“国家/地区”字段增加了下拉菜单。
- **报告更新** — 报告也已更新，对于已跳过的模块检测显示“N.A”（不适用），而不是字段留空。表格布局已更新，以适应更长的模块序列号。
- **更新到 Java 11** — Xpert Check 更新到 Java 11，以引入最新的安全特性，性能也更强大。

已知问题

无可能影响系统整体性能的已知限制。