



关于赛沛

赛沛，致力于研发、生产、销售快速易用的分子诊断系统和试剂盒，帮助改善当前医疗状况。我们的愿景是——源于创新，让分子诊断技术触手可及。通过将高度复杂且耗时的手工操作自动化，赛沛将颠覆游戏规则的创新和设计融入到GeneXpert®系统中，旨在为各种规模的机构提供更好的解决方案。无论小型医疗诊所还是更多样本量的参考实验室和医院，GeneXpert®系统可按需提供快速、准确的分子诊断结果。赛沛始终坚持技术创新，开拓全自动化分子诊断技术，从未停止前行的步伐。赛沛不断增加的Xpert®检测菜单涵盖了多种临床应用领域，包括医疗相关性感染，性健康，危重感染，病毒和肿瘤等。

关于GeneXpert®系统和Xpert®检测

GeneXpert®系统运行专有的Xpert®试剂盒。Xpert®试剂盒搭载的检测项目涵盖了医疗相关性感染、性健康、危重感染、肿瘤等应用领域。GeneXpert®系统在全球已成为颇受欢迎的分子检测系统。GeneXpert®系统采用模块化设计，能够同时执行1个到80个Xpert®检测试剂盒项目。因此，无论是床旁诊断，还是更多样本量的中心实验室，GeneXpert®系统尽可能满足客户对工作量的要求，帮助客户节约成本的同时提供即时检测结果。

● Xpert® MTB/RIF Ultra



通过检测多拷贝插入序列IS1081、IS6110的存在及rpoB基因突变，80分钟内即可报告结核分枝杆菌及利福平耐药结果

● Xpert® C.difficile

该产品用于体外定性检测疑似艰难梭菌感染(CDI)病人的不成形大便样本中的产毒型艰难梭菌B (tcdB)毒素基因

● Xpert® Carba-R Assay

约1小时检测直肠拭子样本和纯菌落中

5大碳青霉烯耐药基因: blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaIMP和blaOXA-48

● Xpert® HIV-1 Viral Load

约90分钟报告HIV-1 RNA病毒载量

● Xpert® HCV Viral Load

约105分钟完成丙型肝炎病毒(HCV)RNA高敏定量监测

● Xpert® HBV Viral Load



约90分钟定量检测乙型肝炎病毒 (HBV)DNA

● Xpert® MTB/RIF

2.5小时从痰液和痰沉淀样本中同时检测结核分枝杆菌及利福平耐药相关rpoB基因突变

● Xpert® CT/NG Assay

约90分钟报告沙眼衣原体(CT)和淋球菌(NG)的DNA

● Xpert® Xpress Flu/RSV Assay

约30分钟报告甲型流感病毒、乙型流感病毒和呼吸道合胞病毒(RSV)RNA

● Xpert® SA Nasal Complete

快速检测鼻定植风险的患者(包括术前患者)鼻拭子样本中金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌



沪械广审(文)第250107-72058号 | 禁忌内容或注意事项详见说明书

赛沛(上海)商贸有限公司

上海市长宁区福泉北路518号1座2楼

联系电话: 021-6015 8416

联系邮箱: greatcn.marketing@cepheid.com

技术支持热线: 400 821 0728

技术与服务邮箱: tscn@cepheid.com

赛沛很自豪能成为丹纳赫的一员。

丹纳赫是全球科学和技术的创新者。一起携手，我们正在加速科技对今日生活之影响，改善人类健康。

