



Sistema GeneXpert®

con tecnología de 10 colores:

Configuración híbrida de módulos

Los módulos de 10 colores permiten a su sistema GeneXpert ejecutar versiones avanzadas de pruebas, pruebas multiplex futuras y paneles sindrómicos.

Sistemas GeneXpert II, IV y XVI

con módulos combinados de 6 y 10 colores*

Los **módulos de 10 colores** se calibran con 4 fluorocromos adicionales para la detección de más de 40 dianas.

Nuevas pruebas, nueva tecnología.


No es necesario comprar un nuevo instrumento, ¡solo tiene que actualizarlo!

Únicamente el software Dx 6.5 o superior está validado para ejecutarse en sistemas GeneXpert híbridos.



Su representante de Cepheid le ayudará a personalizar los productos GeneXpert según las necesidades de su laboratorio y a seguir ofreciendo pruebas de alta calidad a sus pacientes.


■ Nunca ha sido más fácil obtener más respuestas...



1 Conexión en cadena

Para ampliar su sistema GeneXpert a su máxima capacidad, añada un instrumento de 10 colores


Garantice la disponibilidad de las pruebas Xpert® MTB/XDR y futuras pruebas Xpert, al tiempo que mantiene un tamaño reducido y ahorra en ordenador, conexión al LIS o validación adicionales.



2 Amplíe la capacidad

Para maximizar la capacidad restante de su sistema GeneXpert, añada módulos de 10 colores

Mantenga su capacidad de análisis en línea con sus necesidades y adopte la tecnología de 10 colores más reciente para garantizar que sus productos estén preparados para las pruebas Xpert MTB/XDR o las pruebas Xpert futuras.



3 Convierta los módulos

Para actualizar un sistema de 6 colores que se encuentre a su máxima capacidad, cambie sus módulos de 6 colores por módulos de 10 colores

Asegúrese de que sus productos estén preparados para las pruebas Xpert MTB/XDR o las pruebas Xpert futuras. Opción prevista para 2024.

* Los sistemas híbridos de 10 colores no están disponibles para los sistemas GeneXpert de generación R1, los sistemas GeneXpert Infinity, los sistemas GeneXpert Xpress o los sistemas GeneXpert que ejecutan el sistema operativo Microsoft Windows 7.

IVD. Producto sanitario para diagnóstico *in vitro*. Es posible que no esté disponible en todos los países

SEDE CENTRAL CORPORATIVA

904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089 EE. UU.

LLAMADA GRATUITA (desde EE. UU.) +1.888.336.2743
TELÉFONO +1.408.541.4191
FAX +1.408.541.4192

SEDE CENTRAL EUROPEA

Vira Solelh
81470 Maurens-Scopont, Francia

TELÉFONO +33.563.82.53.00
FAX +33.563.82.53.01
CORREO ELECTRÓNICO Cepheid@cepheideurope.fr

www.Cepheidinternational.com

© 2023–2024 Cepheid. 5115-015

