



即时知晓 • 及时决策

WHO提出到2030年消除病毒性肝炎作为重大公共卫生危害的目标

Xpert® HBV Viral Load 快速定量检测乙型肝炎病毒 (HBV) DNA

- 定量范围宽至 10^{-10^9} IU/ml
- 检测下限LoD为 3.2 IU/ml (WHO国际标准品溯源)
- 尽早启动抗病毒治疗



国械注进20223400295
乙型肝炎病毒 (HBV) 核酸检测试剂盒 (实时荧光PCR法)

扫码了解更多



沪械广审(文)第260530-79980号 | 禁忌内容或注意事项详见说明书

赛沛 (上海) 商贸有限公司
上海市长宁区福泉北路518号1座2楼
联系电话: 021-6015 8416
联系邮箱: greatcn.marketing@cepheid.com
技术支持热线: 400 821 0728
技术与服务邮箱: tscn@cepheid.com

赛沛很自豪能成为丹纳赫的一员。

丹纳赫是全球科学和技术的创新者。一起携手, 我们正在加速科技对今日生活之影响, 改善人类健康。

