



Holen Sie sich noch heute Ihr Upgrade.

Mehr Antworten
Mehr Ziele
Mehr Erkenntnisse

Mehr als nur Ergebnisse.

GeneXpert® System mit 10-Farben-Technologie:

Hybridmodul-Konfiguration


Mit 10-Farben-Modulen kann Ihr GeneXpert System erweiterte Testversionen, zukünftige Multiplex-Tests und syndromische Panels durchführen.


GeneXpert II, IV, XVI Systeme mit 6-Farben- und 10-Farben-Modulen*

10-Farben-Module sind mit 4 zusätzlichen Farbstoffen kalibriert, um mehr als 40 Zielsequenzen nachweisen zu können.


Neue Tests, neue Technologie. Sie benötigen kein neues Instrument – führen Sie einfach ein Upgrade durch!

Nur die Dx-Software 6.5 oder höher ist für die Verwendung mit Hybrid GeneXpert Systemen validiert.



 Ihr Cepheid-Ansprechpartner wird Sie dabei unterstützen, Ihren GeneXpert-Bestand an die Bedürfnisse Ihres Labores anzupassen, so dass Sie weiterhin qualitativ hochwertige Tests für Ihr Patient:innen anbieten können.


■ Noch nie war es einfacher, mehr Antworten zu erhalten ...



1 Daisy Chain

Um Ihr GeneXpert System unter Volllast zu erweitern, fügen Sie ein 10-Farben-Instrument hinzu


Stellen Sie sicher, dass Sie bereit sind, den Xpert® MTB/XDR und zukünftige Tests zu nutzen, bei weiterhin kleiner Stellfläche, und sparen Sie gleichzeitig bei zusätzlichem Computer, LIS-Verbindung oder Validierung.



2 Kapazität erweitern

Um die Restkapazität Ihres GeneXpert Systems zu maximieren, fügen Sie 10-Farben-Module hinzu

Passen Sie Ihre Testkapazität an Ihre Bedürfnisse an und nutzen Sie die neueste 10-Farben-Technologie, um sicher zu sein, dass Ihre Bestandsinstrumente bereit sind für den Xpert MTB/XDR und zukünftige Xpert-Tests.



3 Module konvertieren

Um ein Upgrade eines voll ausgelastetes 6-Farben-Systems durchzuführen, tauschen Sie die 6-Farben-Module gegen 10-Farben-Module aus

Stellen Sie sicher, dass Ihr Instrumentenbestand für Xpert MTB/XDR oder zukünftige Xpert-Tests bereit ist. Option für 2024 erwartet.

* 10-Farben-Hybridssysteme sind für GeneXpert Systeme der R1-Generation, GeneXpert Infinity Systeme, GeneXpert Xpress Systeme oder GeneXpert Systeme mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 7 nicht verfügbar.

IVD. In-vitro-Diagnostikum. Eventuell nicht in allen Ländern erhältlich

KONZERNZENTRALE
904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089, USA

GEBÜHRENFREI +1.888.336.2743
TEL. +1.408.541.4191
FAX +1.408.541.4192

HAUPTNIEDERLASSUNG IN EUROPA

Vira Soleh
81470 Maurens-Scopont, Frankreich

TEL. +33.563.82.53.00
FAX +33.563.82.53.01
E-MAIL Cepheid@cepheideurope.fr

www.Cepheidinternational.com

© 2023–2024 Cepheid. 5115-01G

