



## Gamma di test CE-IVD Xpert®

*Diagnostica molecolare semplice,  
rapida e accurata.*

Grazie al sistema GeneXpert® e alla gamma di test Xpert®, Cepheid offre risultati fruibili quando il personale medico ne ha più bisogno.

# Gamma di test CE-IVD Xpert®

			Numero di test	Numero di catalogo
Infezioni respiratorie	Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV plus	Rilevamento e differenziazione rapidi di SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e RSV, con l'aggiunta di un 3° target genico per SARS-CoV-2, in circa 36 minuti	10	XP3COV2/FLU/RSV-10
	Xpert Xpress CoV-2 plus	Rilevamento rapido di SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, con tre bersagli genici in soli 20 minuti*	10	XP3SARS-COV2-10
	Xpert Xpress Strep A	Rilevamento rapido del DNA dello <i>streptococco</i> di gruppo A in soli 18 minuti*	10	XPRSTREPA-CE-10
	Xpert Xpress Flu/RSV	Rilevamento e differenziazione rapidi di influenza A, influenza B e RSV in soli 20 minuti^	10	XPRFLU/RSV-CE-10
Infezioni correlate all'assistenza sanitaria e altre malattie infettive	Xpert MRSA NxG	Sorveglianza attiva di MRSA in circa 45 minuti*	10 120	GXM RSA-NXG-CE-10 GXM RSA-NXG-CE-120
	Xpert SA Nasal Complete	Test pre-chirurgico per la ricerca di <i>S. aureus</i> e MRSA in circa un'ora	10 120	GXSACOMP-CE-10 GXSACOMP-120
	Xpert MRSA/SA BC	Rilevamento di MRSA e <i>S. aureus</i> in emocolture positive in circa un'ora	10	GXM RSA/SABC-CE-10
	Xpert MRSA/SA SSTI	Rilevamento delle infezioni da MRSA e <i>S. aureus</i> nelle infezioni della cute e dei tessuti in circa un'ora	10	GXM RSA/SA-SSTI-CE
	Xpert Carba-R	Rilevamento e differenziazione di KPC, NDM, VIM, IMP e OXA-48 in 50 minuti	10 120	GXCARBAP-CE-10 GXCARBAP-CE-120
	Xpert Norovirus	Identificazione e differenziazione di Norovirus GI e GII in meno di 1 ora*	10	GXNOV-CE-10
	Xpert C. difficile BT	Rilevamento dell'infezione da <i>Clostridioides difficile</i> con identificazione indipendente della tossina binaria e differenziazione del ceppo 027 in circa 45 minuti	10	GXCDIFFBT-CE-10
	Xpert vanA/vanB	Screening rapido di VRE per prevenire e controllare attivamente i focolai epidemici in circa 45 minuti	10	GXVANA/B-CE-10
TBC e malattie infettive emergenti	Xpert MTB/RIF Ultra	Rilevamento del complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> e di mutazioni associate a resistenza alla rifampicina in meno di 80 minuti	10 50	GXMTB/RIF-ULTRA-10 GXMTB/RIF-ULTRA-50
	Xpert MTB/XDR	Rilevamento del complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> e di mutazioni associate a resistenza farmacologica nei confronti di isoniazide, fluorochinoloni, farmaci iniettabili di seconda linea ed etionamide in meno di 90 minuti, utilizzando la tecnologia GeneXpert a 10 colori	10	GXMTB/XDR-10
	Xpert Ebola	Rilevamento dello Zaire ebolavirus in circa 90 minuti	10 50	GXEBOA-CE-10 GXEBOA-CE-50
Virologia ematica, salute delle donne e salute sessuale	Xpert CT/NG	Rilevamento delle infezioni da <i>Chlamydia trachomatis</i> e <i>Neisseria gonorrhoeae</i> in circa 90 minuti	10 120	GXCT/NGX-CE-10 GXCT/NGX-CE-120
	Xpert HPV	Rilevamento di papillomavirus umano (HPV) ad alto rischio: identifica i tipi HPV 16 e HPV 18/45; segnala altri 11 tipi ad alto rischio in risultati in pool in meno di un'ora	10	GXHPV-CE-10
	Xpert Xpress GBS	Rilevamento intrapartum per <i>Streptococcus</i> di Gruppo B (GBS) durante travaglio/parto in circa 30 minuti *	10	XPRSGBS-CE-10
	Xpert TV	Rilevamento di <i>Trichomonas vaginalis</i> in campioni maschili e femminili in circa un'ora*	10	GXTV-CE-10
	ResistancePlus® MG FleXible#	Rilevamento di <i>M. genitalium</i> e resistenza ai macrolidi in circa due ore	10	S2A-2000410
	Xpert HBV Viral Load	Rilevamento e quantificazione del virus dell'epatite B (HBV) in meno di un'ora	10	GXHBV-VL-CE-10
	Xpert HCV Viral Load	Rilevamento e quantificazione del virus dell'epatite C (HCV) in 105 minuti	10	GXHCV-VL-CE-10
	Xpert HCV VL Fingerstick	Rilevamento e quantificazione del virus dell'epatite C (HCV) in circa un'ora	10	GXHCV-FS-CE-10
	Xpert HIV-1 Qual XC	Rilevamento del virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) in circa 90 minuti	10	GXHIV-QA-XC-CE-10
	Xpert HIV-1 Viral Load XC	Rilevamento e quantificazione del virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) in circa 90 minuti	10	GXHIV-VL-XC-CE-10
Oncologia e genetica umana	Xpert BCR-ABL Ultra	Monitoraggio on-demand dei livelli di trascritto BCR-ABL p210 per i soggetti affetti da leucemia mieloide cronica (LMC) in meno di 2 ore	10	GXBCRABL-10
	Xpert BCR-ABL Ultra p190	Monitoraggio quantitativo dei livelli di trascritto di mRNA p190 di BCR-ABL per soggetti affetti da leucemia mieloide cronica (LMC) e leucemia linfoblastica acuta (LLA) in circa 2,5 ore	10	GXBCRABLP190-CE-10
	Xpert NPM1 Mutation	Monitoraggio quantitativo dei livelli di trascritto di mRNA di NPM1 per soggetti affetti da leucemia mieloide cronica (LMC) in circa 3 ore	10	GXNPM1-CE-10
	Xpert Bladder Cancer Detection	Rilevamento della presenza del tumore della vescica in pazienti con ematuria in circa 90 minuti	10	GXBLAD-CD-CE-10
	Xpert Bladder Cancer Monitor	Monitoraggio qualitativo delle recidive in pazienti con precedente diagnosi di tumore della vescica in circa 90 minuti	10	GXBLAD-CM-CE-10
	Xpert Breast Cancer STRAT4	Misurazione semiquantitativa di ESR1, PGR, ERBB2 e MKi67 da sezioni di tessuto FFPE di carcinoma della mammella invasivo in 70 minuti	10	GXBCSTRAT4-CE-10
	Xpert FII & FV	Identificazione dei fattori di rischio genetici per la trombosi in circa 30 minuti	10	GXFIFV-10

\* Con termine anticipato del saggio (Early Assay Termination, EAT) per i risultati positivi.

^ Con termine anticipato del saggio (Early Assay Termination, EAT) per i risultati positivi solo a influenza o RSV. Refertazione dei negativi e refertazione combinata di influenza e RSV in 30 minuti.

# Distribuito in esclusiva da Cepheid nell'ambito del programma per il sistema FleXible di GeneXpert®.

CE-IVD. Dispositivo medico diagnostico *in vitro*. Alcuni test potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.

## SEDE CENTRALE

904 Caribbean Drive  
Sunnyvale, CA 94089 USA

NUMERO VERDE +1.888.336.2743  
TELEFONO +1.408.541.4191  
FAX +1.408.541.4192

## SEDE EUROPEA

Vira Soleh  
81470 Maurens-Scopont Francia

TELEFONO +33.563.82.53.00  
FAX +33.563.82.53.01  
E-MAIL cepheid@cepheideurope.fr

www.Cepheidinternational.com

© 2022-2023 Cepheid. 0293-351.a