



**Effectuez une mise à niveau aujourd'hui.**

**Plus** de réponses,  
**Plus** de cibles,  
**Plus** d'informations,

Obtenez **plus** que des résultats.

## **Système GeneXpert® avec technologie 10 couleurs :**

**Configuration modulaire hybride**

Les modules 10 couleurs permettent à votre système GeneXpert d'exécuter des versions avancées de tests, de futurs tests multiplexes et des panels syndromiques.

# Systemes GeneXpert II, IV, XVI avec modules 6 couleurs et 10 couleurs\*

Les **modules 10 couleurs** sont étalonnés avec 4 couleurs supplémentaires pour la détection de plus de 40 cibles identifiées.



## Nouveaux tests, nouvelle technologie.


Inutile d'acheter un nouvel instrument, il suffit d'effectuer une mise à niveau !

Seul le logiciel **Dx version 6.5 ou ultérieure** est validé pour l'exécution de systèmes GeneXpert hybrides.



Votre représentant Cepheid vous aidera à personnaliser votre flotte GeneXpert en fonction des besoins de votre laboratoire et à continuer à fournir des tests de haute qualité à vos patients.


## Il n'a jamais été aussi facile d'obtenir plus de réponses...



### 1 Connexion en série

Pour étendre votre système GeneXpert à pleine capacité, **ajoutez un instrument 10 couleurs**


Soyez prêt pour le test Xpert® MTB/XDR et les futurs tests Xpert tout en maintenant un faible encombrement et en faisant l'économie d'un ordinateur, d'une connexion au SIL ou d'une validation supplémentaires.



### 2 Augmenter la capacité

Pour maximiser la capacité résiduelle de votre système GeneXpert, **ajoutez des modules 10 couleurs**

Gardez votre capacité de test alignée sur vos besoins et adoptez la toute dernière technologie 10 couleurs pour garantir la compatibilité de votre flotte avec le test Xpert MTB/XDR ou les futurs tests Xpert.



### 3 Convertir les modules

Pour mettre à niveau un système 6 couleurs qui est à sa pleine capacité, **échangez ses modules 6 couleurs contre des modules 10 couleurs**

Assurez-vous que votre flotte est prête pour le test Xpert MTB/XDR ou les futurs tests Xpert. Option prévue en 2024.

\* Les hybrides 10 couleurs ne sont pas disponibles pour les systèmes GeneXpert de génération R1, les systèmes GeneXpert Infinity, GeneXpert Xpress ou GeneXpert exécutant le système d'exploitation Microsoft Windows 7.

CE-IVD. Dispositif médical de diagnostic *in vitro*. Peut ne pas être disponible dans tous les pays. Les tests Xpert® sont des tests de biologie moléculaire réservés aux professionnels de santé à utiliser avec le système GeneXpert®. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et/ou dans le manuel d'utilisation du système. Fabricant : Cepheid AB, Distributeur : Cepheid Europe SAS

#### SIÈGE SOCIAL

904 Caribbean Drive  
Sunnyvale, CA 94089, États-Unis

NUMÉRO GRATUIT +1.888.336.2743  
TÉLÉPHONE +1.408.541.4191  
FAX +1.408.541.4192

#### SIÈGE EUROPÉEN

Vira Solelh  
81470 Maurens-Scopont, France

TÉLÉPHONE +33.563.82.53.00  
FAX +33.563.82.53.01  
E-MAIL Cepheid@cepheideurope.fr

[www.Cepheidinternational.com](http://www.Cepheidinternational.com)

© 2023–2024 Cepheid. 5115-01F

