

Versionshinweise zur Xpert Check v2.0 Software

Dieses Dokument enthält neue Informationen, bekannte Einschränkungen und Erklärungen, die nicht in der *Xpert Check Packungsbeilage* behandelt wurden.

Neue Funktionen

Die Xpert Check Software Version 2.0 enthält die folgenden neuen Funktionen oder Verbesserungen:

- **Entkoppeln der Firmware-Versionsbindung** — Xpert Check erlaubt nun eine Reihe von Firmware-Versionen pro Modulmodelltyp. Außerdem wurde eine Validierung für Module basierend auf Modulmodellnummer und Firmware-Version hinzugefügt.
- **Aktualisierung der Datenbanksicherheit** — Sie können nun Xpert Check mit Produktsoftware mit den neuesten SQL-Kennwörtern gemäß den Windows-Richtlinien ausführen, um eine Verbindung zur Datenbank herzustellen. Ältere SQL-Kennwörter werden weiterhin unterstützt und die Kennwörter sind jetzt für zusätzliche Sicherheit verschlüsselt.
- **Aktualisierung der Kontaktinformationen** — Die Kontaktinformationen wie Seriennummer und Land werden nun auf Richtigkeit und Konsistenz validiert. Es wurde ein Dropdown-Menü für das Feld „Land“ hinzugefügt.
- **Aktualisierung der Berichterstellung** — Berichte wurden ebenfalls aktualisiert und zeigen nun für übersprungene Modultests anstelle leerer Felder „N.A.“ an. Das Tabellenlayout wurde aktualisiert, um die Verwendung längerer Modulseriennummern zu ermöglichen.
- **Aktualisierung auf Java 11** — Xpert Check wurde auf Java 11 aktualisiert, um die neuesten Sicherheitsfunktionen und Leistungsvorteile bereitzustellen.

Bekannte Probleme

Keine bekannten Einschränkungen, die sich auf die Gesamtleistung des Systems auswirken können.